



"for your eyes only"

RAINBOW[®]

CONTACT LENSES



RAIN

CONTENTS

02 ELITE LINE

04 FANTASY LINE

06 MIRAGE

08 LOVELY

10 MARINE

12 FUN LINE

12 PROSTETIC - KROMATIC

BOW®

RAINBOW®
CONTACT LENSES

02

EMERALD

SERIES



Dark Blue



Dark Green



Emerald Green



Giallo



Gray



Hazel



Ocean



Sky Blue



Vane Green



ELITE LINE

Değişim Sıklığı Yıllık Usage time Yearly للإستعمال السنوي	Yüksek kalite Polimer Malzeme جودة عالية	Temel Eğri (mm) Base Curve منحنى العدسة	Çap (mm) Diameter قطر العدسة	Su İçeriği Water Content نسبة الماء في العدسة	Üretim Parametreleri Manufacture parameters مواد التصنيع	Ambalaj (kutu) Package (box) التغليف
1 Yıl	Polimercon	8,60	14,00	%62	PLN & -25.00 / +.25.00 in 0,25 steps	1 lens in vial

RAINBOW®
CONTACT LENSES

04

FANTASY LINE
SERIES



Deep Blue



Light Blue



Deep Green



Light Green



Deep Gray



Light Gray



Deep Hazel



Light Hazel



Yellow



FANTASY LINE

Değişim Sıklığı Yıllık Usage time Yearly للإستعمال السنوي	Yüksek kalite Polimer Malzeme جودة عالية	Temel Eğri (mm) Base Curve منحنى العدسة	Çap (mm) Diameter قطر العدسة	Su İçeriği Water Content نسبة الماء في العدسة	Üretim Parametreleri Manufacture parameters مواد التصنيع	Ambalaj (kutu) Package (box) التغليف
1 yıl	Ocufilcon 43%	8,60	14,30	%57	PLN & -25.00 / +.25.00 in 0,25 steps	1 lens in vial

RAINBOW[®]
CONTACT LENSES

06

MIRAGE
SERIES

Amber



Aqua



Elisa Blue



Grigio



Gris



Ice Blue



Mel



Misty Gray



Platinum



Vane



Warm Hazel



Miele



MIRAGE LINE

Değişim Sıklığı Yıllık Usage time Yearly للإستعمال السنوي	Yüksek kalite Polimer Malzeme جودة عالية	Temel Eğri (mm) Base Curve منحنى العدسة	Çap (mm) Diameter قطر العدسة	Su İçeriği Water Content نسبة الماء في العدسة	Üretim Parametreleri Manufacture parameters مواد التصنيع	Ambalaj (kutu) Package (box) التغليف
3 ay - 1 yıl	Polymacon 38%	8,60	14,20	%62	0.00 - 8.00	Vial- Blister Packaging

RAINBOW[®]
CONTACT LENSES

08

LOVELY
SERIES

Baby Blue



Blondy



Bronz



Camelia



Hazel Nut



Ice



Jasmine



Pearl



Verde



LOVELY LINE

Değişim Sıklığı 3 Ay-1 Yıllık Usage time 3 Month-1 Year للإستعمال السنوي	Yüksek kalite Polimer Malzeme جودة عالية	Temel Eğri (mm) Base Curve منحنى العدسة	Çap (mm) Diameter قطر العدسة	Su İçeriği Water Content نسبة الماء في العدسة	Üretim Parametreleri Manufacture parameters مواد التصنيع	Ambalaj (kutu) Package (box) التغليف
3 ay - 1 yıl	Polymacon 38%	8,60	14,20	%62	0.00 /-8.00	Vial- Blister Packaging

RAINBOW®
CONTACT LENSES

10

WARRINE
SERIES

Angel Gray



Moss Green



Cristal



Sea Blue



Verde Claro



Ring Gray



Ring Olive



Ring Hazel



Ring Blue



MARINE LINE

Değişim Sıklığı 3 Ay-1 Yıllık Usage time 3 Month-1 Year للإستعمال السنوي	Yüksek kalite Polimer Malzeme جودة عالية	Temel Eğri (mm) Base Curve منحنى العدسة	Çap (mm) Diameter قطر العدسة	Su İçeriği Water Content نسبة الماء في العدسة	Üretim Parametreleri Manufacture parameters مواد التصنيع	Ambalaj (kutu) Package (box) التغليف
	Polymacon 38%	8,60	14,20	%62	0.00 / -8.00	Vial- Blister Packaging

RAINBOW®
CONTACT LENSES

12

EMERALD
SERIES



Red 1



Yellow



Blue



White



Cat Eye



Dark 1



Wolf Eye



Dark 2



Red 2



FUN LINE

Değişim Sıklığı Yıllık Usage time Yearly للإستعمال السنوي	Yüksek kalite Polimer Malzeme جودة عالية	Temel Eğri (mm) Base Curve منحنى العدسة	Çap (mm) Diameter قطر العدسة	Su İçeriği Water Content نسبة الماء في العدسة	Üretim Parametreleri Manufacture parameters مواد التصنيع	Ambalaj (kutu) Package (box) التغليف
	Ocufilcon A 43%	8,60	14,20	%43	0.00	1 lens in vial

PROSTETIC

İRİS OPASİTESİ OLAN GÖZLER İÇİN KOZMETİK AMAÇLI KULLANILAN PROSTETIC LENS PUPİL ASİ SİYAH AÇIK, ORTA VE KOYU OLMAK ÜZERE 3 ANA RENK MEVCUTTUR.

KİŞİYE ÖZEL RENKLERDE ÜRETİLMEKTEDİR



LIGHT BROWN



BROWN



DARK BROWN

KROMATIC

RENK KÖRLÜĞÜ İÇİN KULLANILAN LENSTİR, - RED, RUBY RED, YELLOW, BLUE, GREEN OLARAK YAPILMAKTADIR



RED



RUBY RED

NEW

Rainbow care multi-purpose solutions

ÇOK AMAÇLI DEZENFEKSİYON ÇÖZELTİSİ

TEMİZLER, DURULAR,
DEZENFEKTE EDER,
NEMLENDİRİR



TECH CONTACTLENS CORP.

www.techlens.com.tr info@techlens.com.tr

Tel : 0212 470 53 53